

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpl7A Para Wb, If/Icc, Elisa - P62424

Número de artículo: CM0018195



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPL7A humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de proteínas ribosómicas y el desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPL7A pAb de conejo
Observaciones/alias	L7A; eL8; TRUP; SURF3; RPL7A
Especie	Humano
ID del gen	6130
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-266 de RPL7A humano (NP_000963.1)
Origen	Suero de conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P62424
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo