

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpl7A Para Wb, If/Icc, Elisa - P62424

Número de artículo: CM0016437



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPL7A validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Dirigido contra la proteína ribosomal 60S L7a (eL8), un componente central de la subunidad ribosomal grande esencial para la síntesis de proteínas celulares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPL7A Rabbit pAb
Notas/Alias	L7A; eL8; TRUP; SURF3; RPL7A
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	6130
ID de gen	6130
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-266 de la RPL7A humana (NP_000963.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62424
Peso de proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo