

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpl8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62917

Número de artículo: CM0016693



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RPL8 (proteína uL2 de la subunidad ribosómica grande). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de biología ribosómica y síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPL8 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	L8; uL2; RPL8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6132
GeneID	6132
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-257 de RPL8 humano (NP_000964.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62917
Peso Molecular de la Proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo