


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpl9 Para Wb, If/Icc, Elisa - P32969

Número de artículo: CM0027551



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína ribosomal humana L9 (RPL9), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Muestra reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para la investigación de la biogénesis de ribosomas y la síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | RPL9 Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | L9; uL6; NPC-A-16; RPL9                                                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| ID de gen (Humano)  | 6133                                                                                                                                |
| ID de gen           | 6133                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-192 de la RPL9 humana (NP_000652.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                       |
| SWISS               | P32969                                                                                                                              |
| Peso de la proteína | 22 kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |