

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpl9 Para Wb, If/Icc, Elisa - P32969

Número de artículo: CM0014480



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPL9 humano (proteína ribosomal 60S L9/uL6) para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para investigación sobre ribosomas y síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPL9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L9; uL6; NPC-A-16; RPL9
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	6133
ID de gen	6133
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-192 de RPL9 humano (NP_000652.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P32969
Peso molecular de la proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo