


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rplp0 Para Wb, If/Icc, Elisa - P05388

Número de artículo: CM0029639



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra RPLP0 humano (UniProt P05388). Validado para WB, IF/ICC, ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudios de expresión de proteínas ribosómicas y aplicaciones de control de carga.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPLP0 Conejo pAb
Observaciones/Alias	P0; LP0; L10E; RPP0; uL10; PRLP0; RPLP0
Especie	Humano
GenelD (humano)	6175
GenelD	6175
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-317 de RPLP0 humano (NP_000993.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P05388
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo