


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rplp0 Para Wb, If/Icc, Elisa - P05388

Número de artículo: CM0012851



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RPLP0 humana (proteína ribosomal ácida P0 de 60S). Adecuado para Western blot, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con humano y ratón. Ideal para estudios de ribosomas y síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPLP0 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P0; LP0; L10E; RPP0; uL10; PRLP0; RPLP0
Especie	Humano
ID del gen	6175
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-317 de RPLP0 humano (NP_000993.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P05388
Peso molecular de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo