


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rplp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P05386

Número de artículo: CM0027420



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína P1 de la subunidad ribosomal grande (RPLP1). Validado para Western blot (WB), inmunofluorescencia (IF/ICC) y ELISA. Apto para muestras de humano, ratón, rata y pez cebra.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPLP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P1; LP1; RPP1; RPLP1
Especie	Humano
GeneID	6176
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-114 de la RPLP1 humana (NP_000994.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Pez cebra
SWISS	P05386
Peso molecular de la proteína	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo