


## Anticuerpo Policlonal Anti-Rplp2 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05387

Número de artículo: CM0030622



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPLP2 humana (proteína ribosomal ácida P2 de 60S). Validado para aplicaciones en IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre síntesis de proteínas y ribosomas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | RPLP2 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | P2, LP2, RPP2, D11S2243E, RPLP2                                                                                                  |
| Especie             | Humana                                                                                                                           |
| GeneID (humano)     | 6181                                                                                                                             |
| GeneID              | 6181                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-115 de RPLP2 humana (NP_000995.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                              |
| SWISS               | P05387                                                                                                                           |
| Peso de la Proteína | 12kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |