

Anticuerpo Policlonal Anti-Rpn1 Para Wb, Elisa - P04843

Número de artículo: CM0027459



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPN1 humano (ribofororina I), una subunidad del complejo oligosacariltransferasa esencial para la N-glicosilación de proteínas. Adecuado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OST1; RBPH1; RPN1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6184
ID de Gen	6184
Inmunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-280 del RPN1 humano (NP_002941.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P04843
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo