

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpn1 Para Wb, Elisa - P04843

Número de artículo: CM0019892



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la RPN1 humana (riboforina I), una subunidad del complejo de oligosacariltransferasa, validado para Western blot y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la N-glicosilación y la biología del retículo endoplásmico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RPN1; OST1; RBPH1; riboforina I
Especie	Humana
GeneID	6184
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-350 de la RPN1 humana (NP_002941.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04843
Peso Molecular	68kDa
Envío	Bolsa de hielo