

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpn1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04843

Número de artículo: CM0015071



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPN1 humano (Ribophorina I), una subunidad del complejo OST de 69 kDa. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de N-glicosilación y RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPN1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	OST1; RBPH1; RPN1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6184
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-280 del RPN1 humano (NP_002941.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04843
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo