

## Anticuerpo Policlonal Anti-Rpn2 Para Wb, Elisa - P04844

Número de artículo: CM0029265



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RPN2 humana (riboforina II), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigar la N-glicosilación y el procesamiento de proteínas asociado al retículo endoplásmico.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | RPN2 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Notas/Alias         | SWP1, RPNII, RIBIIR, RPN-II, RPN2                                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID              | 6185                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 360-540 de RPN2 humana (NP_002942.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS               | P04844                                                                                                                            |
| Peso Molecular      | 69kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |