

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpp25 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bul9

Número de artículo: CM0029737



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a RPP25 humano, una subunidad de la ribonucleasa P/MRP implicada en el procesamiento de tRNA y rRNA. Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada humana y de ratón. Ideal para la investigación de proteínas nucleolares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPP25 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RPP25
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54913
GeneID	54913
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-199 de RPP25 humano (NP_060263.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BUL9
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo