

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpp25L Para Wb, Elisa - Q8N5L8

Número de artículo: CM0025320

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína humana RPP25L (C9orf23), una subunidad putativa de la ribonucleasa P/MRP. Validado para Western Blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para investigación de procesamiento de ARN/núcleo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPP25L Conejo pAb
Observaciones/Alias	C9orf23; bA296L22.5; RPP25L
Especie	Humano
GeneID (humano)	138716
GeneID	138716
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-163 de la proteína humana RPP25L (NP_680544.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q8N5L8
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo