

Anti-Rpp30 Conejillo Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78346

Número de artículo: CM0024846



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la RPP30 humana (subunidad p30 de la RNasa P), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Útil para estudiar el procesamiento de tRNA y rRNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPP30 Conejillo pAb
Observaciones/Alíase	TSG15; RPP30
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10556
GeneID	10556
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-268 de la RPP30 humana (NP_006404.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P78346
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo