

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpp38 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P78345

Número de artículo: CM0023220



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la RPP38 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Ideal para el estudio de complejos de ribonucleasa P/MRP, procesamiento de ARNt y ARNr y biología nucleolar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPP38 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RPP38
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10557
ID del gen	10557
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-110 de la RPP38 humana (NP_892117.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P78345
Peso de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo