

Anticuerpo Policlonal Anti-Rpp40 Para Wb, Elisa - 075818

Número de artículo: CM0019835



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la RPP40 humana (subunidad p40 de la RNasa P). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Adecuado para estudios de procesamiento de ARNt y del nucléolo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPP40 Conejo pAb
Observaciones/Alias	RNASEP1; bA428J1.3; RPP40
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10799
GeneID	10799
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 130-210 de la RPP40 humana (NP_001273061)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75818
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo