


Anticuerpo Policlonal Anti-Rprd1A Para Wb, Elisa - Q96P16

Número de artículo: CM0023932



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RPRD1A humana, adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Útil para el estudio de la regulación de la transcripción y el control del ciclo celular. Peso molecular ~36 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPRD1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P15RS; HsT3101; RPRD1A
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	55197
ID del Gen	55197
Inmunógeno	Proteína Recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96P16
Peso de la Proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo