

Anticuerpo Policlonico Anti-Rprd1B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqg5

Número de artículo: CM0018554



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a RPRD1B (CREPT, Kub5-Hera), adecuado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad en humano, ratón y rata. Involucrado en la regulación transcripcional y la tumorigénesis, es ideal para investigación en oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPRD1B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	K-H; CREPT; NET60; C20orf77; Kub5-Hera; dj1057B20.2; RPRD1B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	58490
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-326 de la RPRD1B humana (Q9NQG5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQG5
Peso Molecular	37kDa
Envío	Bolsa de hielo