


Anticuerpo Policlonico Anti-Rps10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P46783

Número de artículo: CM0025862



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra RPS10 humano (proteína ribosomal 40S S10) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para estudios de función ribosomal, traducción y investigación de la anemia de Diamond-Blackfan.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPS10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S10; DBA9; eS10; RPS10
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6204
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-165 de RPS10 humano (NP_001190174.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46783
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo