


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rps13 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62277

Número de artículo: CM0017451



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPS13 humano (proteína ribosomal S13, uS15). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de biogénesis de ribosomas y traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPS13 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S13; uS15; RPS13
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6207
GeneID	6207
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 79-151 del RPS13 humano (NP_001008.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62277
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo