

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rps14 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62263

Número de artículo: CM0025650



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPS14 humano (proteína ribosomal 40S S14), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de biogénesis de ribosomas y nucléolo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPS14 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S14; EMTB; uS11; RPS14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6208
GeneID	6208
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-151 de RPS14 humano (NP_005608.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62263
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo