


Anticuerpo Policlonal Anti-Rps18 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62269

Número de artículo: CM0012907



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPS18 humano (proteína ribosomal 40S S18), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de ribosomas y estudios de síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPS18 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	KE3, S18, HKE3, KE-3, uS13, D6S218E, RPS18
Especie	Humano
GenelD (Humano)	6222
GenelD	6222
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-152 de RPS18 humano (NP_072045.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62269
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo