


Anticuerpo Policlonal Anti-Rps19 Para Wb, Elisa - P39019

Número de artículo: CM0021727



Introducción

RPS19 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal contra la proteína ribosomal S19 humana de 40S, validado para WB y ELISA. Ideal para estudiar la biogénesis ribosomal y la anemia de Diamond-Blackfan.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPS19 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DBA; S19; DBA1; eS19; LOH19CR1; RPS19
Especie	Humana
GeneID (humano)	6223
GeneID	6223
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-145 de la RPS19 humana (NP_001013.1))
Fuente	Recombinante
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P39019
Peso molecular	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo