


Anticuerpo Policlonal Anti-Rps19Bp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q86Wx3

Número de artículo: CM0014928



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPS19BP1 (AROS) para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para estudios de biogénesis ribosomal, regulación de SIRT1 y señalización de p53.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPS19BP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AROS; S19BP; RPS19BP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	91582
ID de Gen	91582
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-136 de RPS19BP1 humano (NP_919307.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86WX3
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo