

Anticuerpo Monoclonal Anti-Rps20 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P60866

Número de artículo: CM0012047



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la proteína ribosomal 40S S20 humana (RPS20). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación ribosomal y estudios de síntesis proteica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPS20 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	S20; uS10; RPS20
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6224
ID del gen	6224
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la RPS20 humana (P60866)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60866
Peso molecular de la proteína	13kDa
Envío	Bolsa de hielo