


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rps21 Para Wb, Elisa - P63220

Número de artículo: CM0020009



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo RPS21 (RPS21 Rabbit pAb) es un anticuerpo policlonal dirigido contra RPS21 humano, una proteína ribosomal 40S esencial para la traducción. Validado para Western blot (WB) y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Excelente para estudiar la función del ribosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPS21 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S21; HLDF; eS21; RPS21
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6227
ID de Gen	6227
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-81 de RPS21 humano (NP_001015.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P63220
Peso Proteico	9kDa
Envío	Bolsa de hielo