

Anticuerpo Policlonal Anti-Rps23 Para Wb, Elisa - P62266

Número de artículo: CM0019434



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPS23 humano (16 kDa), validado para WB y ELISA. Ideal para fabricantes de diagnóstico y laboratorios de investigación que estudian la función ribosómica y la traducción. SWISS: P62266.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPS23 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S23; BTDD; uS12; MABAS; MCINS; PAMAS; RPS23
Especie	Humano
GeneID (humano)	6228
GeneID	6228
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-120 de RPS23 humano (NP_001016.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P62266
Peso molecular	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo