

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rps24 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P62847

Número de artículo: CM0017962



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo Anti-RPS24 de CamelBio está validado para WB, IHC-P, IP y ELISA. Se dirige a la proteína ribosómica 40S S24 humana (eS24), presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Es ideal para investigación sobre biogénesis de ribosomas, traducción y anemia de Diamond-Blackfan (DBA).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPS24 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S24; DBA3; eS24; RPS24
Especie	Humana
GeneID (Humano)	6229
GeneID	6229
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de la proteína RPS24 humana (NP_148982.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62847
Peso de la proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo