


Anticuerpo Policlonal Anti-Rps25 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62851

Número de artículo: CM0015982



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína ribosomal S25 (RPS25/eS25). Validado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la síntesis de proteínas ribosomales y la biología de la subunidad pequeña.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPS25 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S25; eS25; RPS25
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6230
GeneID	6230
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50 hasta el extremo C-terminal de RPS25 humana (NP_001019.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62851
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo