


Anticuerpo Policlonal Anti-Rps26 Para Wb, Elisa - P62854

Número de artículo: CM0014897



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RPS26 humano (proteína ribosomal 40S S26, 13kDa). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de ribosomas y traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	RPS26 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S26; eS26; DBA10; RPS26
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6231
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de RPS26 humano (NP_001020.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62854
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo