

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rps27 Para Wb, Elisa - P42677

Número de artículo: CM0026631



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPS27 (proteína ribosomal 40S S27). Validado para WB y ELISA; reacciona con muestras humanas y de rata. Peso objetivo ~9 kDa. Útil para investigación sobre biogénesis de ribosomas y anemia de Diamond-Blackfan.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPS27 Conejo pAb
Observaciones/Alias	S27; MPS1; eS27; DBA17; MPS-1; RPS27
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6232
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-84 de RPS27 humano (NP_001021.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P42677
Peso Proteico	9kDa
Envío	Bolsa de hielo