


Anticuerpo Policlonal Anti-Rps27A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62979

Número de artículo: CM0013727



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPS27A, una proteína de fusión ubiquitina-ribosómica implicada en la degradación y la traducción de proteínas. Validado para WB, IHC-P y ELISA en humanos, ratones y ratas. Ideal para estudios sobre señalización de la ubiquitina, la vía del proteasoma y la biogénesis ribosómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPS27A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; RPS27A
Especie	Humano
GeneID (humano)	6233
GeneID	6233
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-156 de RPS27A humano (NP_001170884.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P62979
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo