

Anticuerpo Policlonal Anti-Rps27A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62979

Número de artículo: CM0023813

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína de fusión humana RPS27A (ubiquitina-proteína ribosomal eS31). Ideal para aplicaciones WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Validado en investigación sobre señalización por ubiquitina y función de los ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPS27A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; RPS27A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6233
ID de Gen	6233
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-156 de la RPS27A humana (NP_001170884.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62979
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo