

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rps27L Para Wb, Elisa - Q71Um5

Número de artículo: CM0023598

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPS27L humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Apto para investigación de proteínas ribosómicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPS27L Conejo pAb
Observaciones/Alias	RPS27L
Especie	Humano
GenelD (humano)	51065
GenelD	51065
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-84 de RPS27L humano (NP_057004.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q71UM5
Peso Proteico	9kDa
Envío	Bolsa de hielo