


Anticuerpo Policlinico Anti-Rps28 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62857

Número de artículo: CM0022984



Introducción

Anticuerpo policlinico de conejo anti-RPS28 de alta calidad validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con RPS28 de humano, ratón y rata. Ideal para estudios de biogénesis de ribosomas y síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPS28 Rabbit pAb
Notas/Alias	S28; eS28; DBA15; RPS28
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6234
GeneID	6234
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-69 de la RPS28 humana (NP_001022.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62857
Peso Molecular	8kDa
Envío	Bolsa de hielo