


Anticuerpo Policlonal Anti-Rps3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P23396

Número de artículo: CM0017578



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPS3 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Adecuado para la detección de proteínas ribosomales y estudios de reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPS3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S3, uS3, RPS3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6188
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-243 de RPS3 humano (NP_000996.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23396
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo