


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rps3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P23396

Número de artículo: CM0010656



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra RPS3 humano (SWISS: P23396). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de proteínas ribosomales, reparación del ADN y estudios de apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra RPS3
Notas/Alias	S3; uS3; RPS3
Especie	Humano
ID del gen	6188
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de RPS3 humano (P23396).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23396
Peso de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo