

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rps3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23396

Número de artículo: CM0024016



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo RPS3 de alta calidad para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con Humano, Ratón, Rata. Dirigido a la proteína ribosómica 40S S3, involucrada en la traducción, reparación del ADN y apoptosis. Ideal para investigación en biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPS3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	S3; uS3; RPS3
Especie	Humano
GenelD (Humano)	6188
GenelD	6188
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-243 de RPS3 humano (NP_000996.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23396
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo