

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rps4X Para Wb Y Elisa - P62701

Número de artículo: CM0026633



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-RPS4X validado para WB y ELISA, que reacciona con la proteína ribosomal 40S eS4 (30 kDa) de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la biogénesis de ribosomas y los mecanismos de síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPS4X Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S4; eS4; CCG2; RPS4; SCAR; SCR10; DXS306; RPS4X
Especie	Humano
GenelD (humano)	6191
GenelD	6191
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 66-263 de la RPS4X humana (NP_000998.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62701
Peso molecular de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo