

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rps5 Para Wb Y Elisa - P46782

Número de artículo: CM0030931



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la RPS5 humana (proteína S5 ribosómica 40S, uS7), validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de biogénesis de ribosomas y síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPS5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S5; uS7; RPS5
Especie	Humano
GenelD (Humano)	6193
GenelD	6193
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-204 de la RPS5 humana (NP_001000.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46782
Peso de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo