


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rps6Ka1/Rps6Ka2/Rps6Ka3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15418 / Q15349 / P51812

Número de artículo: CM0023263



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPS6KA1, RPS6KA2, RPS6KA3, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en transducción de señales y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPS6KA1/RPS6KA2/RPS6KA3 pAb de conejo
Especie	Humano
GeneID (humano)	6195/6196/6197
GeneID	6195/6196/6197
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-700 de RPS6KA1/RPS6KA2/RPS6KA3 humano (NP_002944.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15418/Q15349/P51812
Envío	Bolsa de hielo