

Anticuerpo Policlonico Anti-Rps6Ka2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15349

Número de artículo: CM0022851

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra RPS6KA2 (RSK3/p90RSK2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización MAPK/ERK, biología del cáncer y control traduccional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPS6KA2 Rabbit pAb
Notas/Alias	RSK; HU-2; RSK3; p90RSK2; p90-RSK3; pp90RSK3; MAPKAPK1C; S6K-alpha; S6K-alpha2; RPS6KA2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6196
ID del Gen	6196
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 632-733 de la RPS6KA2 humana (NP_066958.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15349
Peso de la Proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo