


Anticuerpo Policlonal Anti-Rps6Ka3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51812

Número de artículo: CM0025437



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPS6KA3 humano (RSK2, p90RSK2) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta una banda de ~84 kDa. Para estudios de señalización ERK/MAPK, traducción y supervivencia celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPS6KA3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CLS; RSK; HU-3; RSK2; MRX19; ISPK-1; XLID19; p90-RSK2; pp90RSK2; MAPKAPK1B; S6K-alpha3; RPS6KA3
Especie	Humano
ID del Gen	6197
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 68-327 de RPS6KA3 humano (NP_004577.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51812
Peso Molecular de la Proteína	84kDa
Envío	Bolsa de hielo