

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rps6Ka4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75676

Número de artículo: CM0014726

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína quinasa ribosomal S6 alfa-4 (MSK2, UniProt O75676). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y ratón. 86 kDa. Ideal para estudios de señalización inflamatoria y de estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPS6KA4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MSK2; RSK-B; S6K-alfa-4; RPS6KA4
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8986
ID del Gen	8986
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 673-772 de RPS6KA4 humano (NP_003933.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O75676
Peso Proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo