

Anticuerpo Policlonal Anti-Rps6Ka5 (Msk1) Para Wb, Elisa - 075582

Número de artículo: CM0030978



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra RPS6KA5 (MSK1) humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de quinasas en respuestas al estrés e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPS6KA5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MSK1; RLPK; MSPK1; RPS6KA5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9252
GeneID	9252
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 700-800 de RPS6KA5 humano (NP_004746.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075582
Peso Proteico	90kDa
Envío	Bolsa de hielo