

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rps6Ka5 (Msk1) Para Wb, Elisa - O75582

Número de artículo: CM0006370



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra RPS6KA5 (MSK1), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata y mono. Ideal para estudiar las vías de señalización de quinasas activadas por mitógenos y estrés, la regulación de la transcripción y las vías de modificación de histonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPS6KA5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MSK1; RLPK; MSPK1; RPS6KA5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9252
GeneID	9252
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 639-736 de RPS6KA5 humano (NP_004746.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	O75582
Peso Proteico	62kDa/82kDa/90kDa
Envío	Bolsa de hielo