

Anticuerpo Policlonal Anti-Rps6KL1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6S9

Número de artículo: CM0027781

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-RPS6KL1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce RPS6KL1 humano, de ratón y de rata, una proteína quinasa serina/treonina ribosomal. Ideal para estudios de biología ribosomal y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	RPS6KL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RSKL2; RPS6KL1
Especie	Humano
ID del Gen	83694
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de RPS6KL1 humano (NP_113652.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6S9
Peso Molecular	60kDa
Envío	Bolsa de hielo