


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rps7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62081

Número de artículo: CM0029585



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la proteína ribosomal humana S7 (RPS7), validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación sobre biogénesis ribosomal y anemia de Diamond-Blackfan.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPS7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S7; eS7; DBA8; RPS7
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6201
ID del gen	6201
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-194 de la RPS7 humana (NP_001002.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62081
Peso molecular de la proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo